

Otoform[®] Ak

in 50 ml Doppelkartusche



Technisches Datenblatt

Zweckbestimmung: Additionsvernetzendes Ohrabformsilikon

Hersteller: Dreve Otoplastik GmbH
Max-Planck-Straße 31
59423 Unna / Germany

Zusammensetzung:

Pos	Chemische Bezeichnung
1	Vinylhaltige Polydimethylsiloxane
2	Kieselsäure
3	Füllstoffe
4	Pigmente

Farbe: grün
(entsprechend freigegebenem Muster im Hause)

Verarbeitungszeit: 100 sek ± 15 sek bei 23 °C

Entformbarkeit: 3 min ± 15 sek bei 37 °C

Endhärte: 35 ± 2 Shore A

Konsistenz: schwerfließend - Typ 1 (nach DIN EN ISO 4823)

Rückstellung nach Verformung: > 99,3 % (nach DIN EN ISO 4823)

Verformung unter Druck: 3,5 % ± 0,5 % (nach DIN EN ISO 4823)

Lineare Maßänderung: < 0,2 % (nach DIN EN ISO 4823)

Dreve Otoplastik GmbH
Max-Planck-Str. 31
59423 Unna / Germany
Tel.: 02303 / 8807-0
Fax: 02303 / 82909
otoplastik@dreve.de
www.dreve.com