

Keuzehulp egger afdrukmetaal:

Onderstaande tabel helpt u het juiste afdrukmetaal te kiezen voor iedere specifieke oorafdruk. De keuzehulp combineert de variaties in afdrukmetaal, afdrukmethode en gewenst eindproduct met de leeftijd en/of de mate van gehoorverlies van de klant. Aan de hand van uw persoonlijke voorkeur kunt u de definitieve keuze maken.

Mogelijkheden materiaalkeuze:

1. Afdrukmethode

- automix met injecteerpistool of handmatige mix met afdrukspuit

2. Dosering materiaal





















































































































































- additie-vulkaniserende afdruk materiaal met een mengverhouding van 1:1
- condensatie-vulkaniserende afdruk materiaal met verhardende pasta's

3. Vloeibaarheid materiaal

- hoe lager de viscositeit, hoe hoger de vloeibaarheid

4. Uiteindelijke hardheidsgraad afdruk

- hoe hoger de shore-waarde, hoe harderde afdruk, gemeten na 1 uur uitharden

materiaal	artikel	kleur	consistentie	vloeibaarheid laag - hoog	eindhardheid in shore na 1 uur	afdruk nemen met injecteerpistool			aanbevolen gebruik in geval van									
						2-in-1 injecteerpistool	DMA50 injecteerpistool	S/II 50 injecteerpistool	vervaardigen oorstukjes / afdrukmetaal kiezen = leeftijd gecombineerd met mate van gehoorverlies				vervaardigen gehoorbescherming	vervaardigen zwemstukjes				
									0-2 jaar	2-12 jaar	12 - 70 jaar	> 80 jaar	alle leeftijden	12-70 jaar	alle leeftijden			
Additie vulkaniserend materiaal (1:1) -> automix						mate van gehoorverlies (licht / middel / zwaar)									specifiek			
egger A/soft	20600		zacht		35													
egger A/soft S 50	20617		zacht		35													
egger A/ITE	20604		zeer zacht		34													
egger A/ITE S50	20608		zeer zacht		34													
egger A/II S 50	23707		normaal		40													
egger A/rapidSWITCH S 50	20633		zacht		25													
egger Aqua	36950		zacht		35													
	36951																	
	36952																	
	36957																	
	36958																	
	36959																	
	36970																	
36971																		
36972																		
36973																		
Additie vulkaniserend materiaal (1:1) -> handmatig mixen						afdruk nemen met afdrukspuit												
egger A	23301		normaal		36													
egger A/I	23100		zeer zacht		26													
egger A/II	23700		zacht		40													
egger flex S-Pro blauw	36985		zeer zacht		40													
egger flex S-Pro rood	36986		zeer zacht		40													
egger C/II	20500		zeer zacht		25				